

实验室 · 实验室脱粒机

SP1500

实验室脱粒机



概览

SP1500 是一款实验室脱粒机，旨在缩短处理时间并提高操作者的安全性。它设计为由一名操作者使用，脱粒速度约为每公斤种子 20 秒。

种子通过气力输送移动。得益于吸风系统和种子输送的优化，工作区域保持清洁，有益于操作者健康。

主要数据

< 20 sec/kg

脱粒速度

单人操作

专为一入设计

10" TFT

控制面板屏幕

气力输送

种子输送

亮点

- ✓ 可脱粒谷物（小麦、大麦、燕麦、高粱、水稻）、豆类（菜豆、蚕豆、鹰嘴豆、扁豆、豌豆）、饲草、油料作物和蔬菜作物。
- ✓ 药用用途：将芳香与药用植物（百里香、牛至、鼠尾草、薄荷等）的叶片与茎秆分离。
- ✓ 机器结构便于上料。
- ✓ 由单人操作。
- ✓ 料斗高度符合人体工学（130 cm）。
- ✓ 内置照明，便于检查和清洁。
- ✓ 可视屏幕跟踪底部的种子流动，最大化利用时间并避免小区混杂。
- ✓ 高生产率（每公斤种子少于 20 秒）。
- ✓ 以提供最高安全性为设计目标。
- ✓ 滚筒转速电子控制。
- ✓ 配备 10" TFT 屏幕的简洁控制面板。
- ✓ 吸风系统使处理区域保持清洁，有益于操作者健康。
- ✓ 易于接入处理线。

选配

- ✓ 单相 220V 50 Hz 1.5 kW 电源。
- ✓ 玉米芯皮带输送机。

技术数据

SP1500	
实验室脱粒机	
电源	400V 三相 50 Hz - 1.5 kW
空气压力	6 bar
高度	1300 mm
长度	2000 mm
宽度	1000 mm
重量	250 kg
脱粒速度	< 20 sec/kg
料斗高度	130 cm
控制面板	10" TFT 屏幕

应用

可接入种子处理线

一款单人操作、采用气力输送的实验室脱粒机，旨在加快处理速度，同时保持工作区域清洁与安全，并可轻松接入种子处理线。

种子实验室

育种与品种研究

研究与测试中心

种子处理线

图片

